



SAVI[®]
Reha Solutions

Zitten als een Prins

Orthopedisch technici:
Scant u uw zit- en ligvlaksjablonen zelf –
eenvoudig en voordelig als nooit tevoren!



persoonlijk
aangepaste
zitschalen

U
positioneert
als voorheen

1.
ZELF
positioneren

U
scant met
het nieuwe
3D-systeem




2.
eenvoudig
ZELF
scannen

1.
**ZELF
positioneren**

U hebt als orthopedisch technicus de kennis en ervaring om cliënten in een comfortabele zithouding te brengen. Dit is een van de belangrijkste stappen, want een perfecte pasvorm stelt de cliënt in staat zijn motorische vaardigheden optimaal te gebruiken.

Het is de eerste stap op weg naar de productie van de beste orthese-zitting op maat. Hoe het verder gaat is duidelijk, maar wist u hoe eenvoudig scannen geworden is?

positioneren



3.
WIJ

2.
**eenvoudig
ZELF
scannen**

Is de zit- en ligpositie door een vacuüm afdruk vastgelegd, wordt het door een 3D-scanner afgebeeld en opgeslagen. Een gemakkelijke methode die iedere orthopedische technicus zelf kan gebruiken. Gelooft u het niet? Met het systeem van SAVI is het mogelijk.

Deze scanner kan werkelijk iedereen zich veroorloven. Tot nu toe deed u zelf de voorbereidende werkzaamheden tot en met het frezen van het zit- of liggedeelte. Met de scanner bespaart u niet alleen tijd, ook de omslachtige technische apparaten met hoge investeringskosten zijn overbodig geworden. En een groot voordeel: De scanner heeft zich na enkele toepassingen al terugverdiend.

scannen

3.
WIJ Bij het frezen van de zittingen is SAVI uw betrouwbare partner. Nadat u ons het scanner-bestand

heeft toegestuurd maken wij met behulp van CNC-techniek uit schuim exacte modellen op basis van het door u aangeleverde bestand. Dat realiseren we zonder dure reconstructies, snel, precies en natuurlijk binnen de afgesproken levertijd.

frezen



Accessoires en afwerking
Als u wilt, nemen we natuurlijk ook de complete zit- en ligstoel productie van u over.



SAVI GmbH
Reha Solutions
Lise-Meitner-Straße 10
D-48691 Vreden
Duitsland

www.savi.de
info@savi.de

Facebook: SAVI.GmbH

Telefoon: +49 (0) 25 64 - 93 09-70
Telefax: +49 (0) 25 64 - 93 09-60

SAVI als APP: scant U de QR-code!

