

# Savoir-Vivre

Neugierig wie Savoir-Vivre  
(100 x 200 cm, 100 cm Seitengitter)  
in Ihrem Kinderzimmer aussieht?



QR-Code scannen und das  
Kinderbett optisch in Ihrem  
Kinderzimmer platzieren!



Tierisch stark durch den Alltag – unsere ergonomischen Betten bieten Ihrem Kind die optimalen Voraussetzungen für einen gesunden Schlaf.

Das Modell Savoir-Vivre vereint Sicherheit und Komfort. Die elektrische Liegeflächenhöhenverstellung erleichtert besonders die tägliche Versorgung von Menschen mit einem Handicap.

Es ist durch die HMV-Nr. problemlos bei Ihrer Krankenkasse zu beantragen.



elektrisch  
höherverstellbar



Kopf- / Fußelement manuell  
verstellbar oder optional  
elektrisch verstellbar

Sicherheit  
geht vor!



Abschließbare Handschalter-Box  
(für alle Betten erhältlich)



Mehr Infos zum  
Savoir-vivre:  
[www.savl.de/betten/savoir-vivre](http://www.savl.de/betten/savoir-vivre)

Hilfsmittelverzeichnis-Nr.:

19.40.01.6114

Pflegehilfsmittel-Nr.:

50.45.01.2114

EN 60601-2-52

DIN EN 50637

gemäß MDR (Medical Device Regulation)

CE-Kennzeichnung

Konformitätserklärung

# Savoir-Vivre

## Warum ein Bett von SAVI?

- Große Sicherheit für Ihr Kind
- Biologisch neutral, schadstofffrei (DIN EN 71-3)
- Stabilität und Zuverlässigkeit
- Komfortabel, rückschonende Pflegehöhe elektrisch
- Viele Bettgrößen
- Individuelle Ausstattungsmöglichkeiten
- Optimaler Blickkontakt zu Ihrem Kind
- Großer sicherer Innenbereich
- Farbenfrohe Polster für maximalen Schutz
- Kurze Lieferzeiten



Seitengitterhöhe 125 cm,  
z. B. im Farbakzent Orange



Seitengitterhöhe 60 cm,  
z. B. im Farbakzent Grün



Seitengitterhöhe 150 cm,  
z. B. im Farbakzent Purpur



Seitengitterhöhe 100 cm,  
z. B. im Farbakzent Blau



Seitengitterhöhe 170 cm,  
z. B. im Farbakzent Blau-Lila

## Savoir-Vivre's individuelle Stärken

- Seitengitter 60 - 220 cm (optional)
- Trendelenburg-/Antitrendelenburgfunktion (optional)
- Schubkasten/ Stauraum (optional)

Alle SAVI-Schlösser  
verfügbar für noch  
mehr Sicherheit

## Technische Daten

Liegefläche	Außenmaß	Artikel-Nr.
100 x 200 cm	113 x 206 cm	bei Bestellung Größe angeben
90 x 200 cm (Größe L)	103 x 206 cm	bei Bestellung Größe angeben
90 x 170 cm (Größe M)	103 x 176 cm	bei Bestellung Größe angeben
65 x 155 cm (Größe S)	78 x 161 cm	bei Bestellung Größe angeben
<b>Türen</b>		
vierflügelige Faltschiebetür		•
beidseitig vierflügelige Faltschiebetür	99.750	+
Falztür in der 270° Version	99.704	+
beidseitig Falttür in der 270° Version	99.704BEID	+
<b>Verriegelung der Türen</b>		
Kindersicheres SAVI-Schloss I		•
Kindersicheres SAVI-Schloss I aus Metall	40100003	+
SAVI-Schloss II	99.033	+
SAVI-Schloss III	99.034	+
SAVI-Schloss IV	99.034A	+
<b>Liegehöhe Oberkante Lattenrahmen</b>		
40 - 80 cm elektrische Höhenverstellung (ohne Rollen)		•
<b>Seitengitterhöhe</b>		
	HMV-Nr.	Gesamthöhe
60/70 cm	(19.40.01.6114   50.45.01.2114)	110 cm
100/110 cm	(19.40.01.6114   50.45.01.2114)	150 cm
	(19.40.01.6106   50.45.01.2106) für Größe 90 x 170 cm	
125/135 cm	(19.40.01.6113   50.45.01.2113)	175 cm
	(19.40.01.6105   50.45.01.2105) für Größe 90 x 170 cm	
150/160 cm	(19.40.01.6113   50.45.01.2113)	200 cm
170/180 cm	(19.40.01.6113   50.45.01.2113)	220 cm
<b>Weitere Höhen auf Anfrage</b>		
<b>Lattenrahmen</b>		
Kopf- /Fußelement manuell verstellbar	99.030	•
Kopf- /Fußelement elektrisch verstellbar	99.200	+
Trendelenburg-/Antitrendelenburgfunktion (Schrägstellung des kompletten Bettes)	99.213	+
<b>Fahrwerk</b>		
4 Leichtlaufrollen aus Kunststoff (Höhe: 17 cm)	99.887	+
4 Buchenholz Designrollen (Höhe: 17 cm)	99.886	+
Fußausschnitt in der Vorderzarge (Höhe: 8 cm)	99.830	kostenlos
<b>Holzart</b>		
Kiefernholz		kostenlos
Buchenholz „Natur geölt“ (weitere Farben siehe Seite 79)		•
<b>Matratzen</b>		
Polyschaum RG 35	99.031.4	•
Kaltschaummatratze	99.031.5	+
Reha-Star Plus (bis Stadium 2)	99.031.3.PLUS	+
Reha-Star II (bis Stadium 4)	99.031.3.ZWEI	+
Inkontinenzbezug	99.031.3ZA50	+

• = serienmäßig a.A. = auf Anfrage + = Zusatzausstattung

## Technische Daten

<b>Farbakzente</b>		
In Natur	90.100	kostenlos
In Gelb	90.128	kostenlos
In Orange	90.204	kostenlos
In Blau-Lila	90.405	kostenlos
In Purpur	90.406	kostenlos
In Blau	90.515	kostenlos
In Grün (weitere Farben siehe Seite 78)	90.618	•
<b>Ausstattungen</b>		
Kindernamen auf der Bettseite	Kindernamen	kostenlos
farbige Gitterstäbe entsprechend dem Farbakzent		kostenlos
Plexiglas anstatt Stäbe		a.A.
Schlauchdurchführung	99.840	a.A.
externe Türsicherung an der Bettseite	99.706	+
Infusionshalter	99.802	+
Aufrichter mit Haltegriff	99.820	+
Netzdach	99.800	+
Anpassung an eine Dachschräge		a.A.
Matratzenhalterung	99.891	+
Trittschutz für den Lattenrahmen	99.892	+
Holzoberflächenpflegeset	99.880	+
<b>Polsterungen</b>		
Motivpolster MALU, 50 cm Höhe	99.050MALU	+
lose Skai-Polsterung, 50 cm Höhe	99.051	+
lose Skai-Polsterung, 100 cm Höhe	99.051.100	+
fest integrierte Skai-Polsterung	99.051.FEST	a.A.
fest integrierte Skai-Polsterung mit integrierten Vinyl-Fenstern	99.051.FEST	a.A.
Kantenpolsterung	99.053	+

• = serienmäßig a.A. = auf Anfrage + = Zusatzausstattung

Unsere Skai-Polsterung ist in vielen Farbtönen erhältlich  
Eine Vorauswahl finden Sie auf unserer Internetseite unter:  
[www.savi.de/bettpolster](http://www.savi.de/bettpolster)



# Savoir-Vivre



## Eckdaten von Savoir-Vivre

- Seitengitterhöhe von 60 bis 170 cm, andere Höhen auf Anfrage
- Elektrische Liegeflächenhöhenverstellung von 40 bis 80 cm
- Vierflügelige Faltschiebetür
- Kindersicheres SAVI-Schloss
- Vierrollenfahrwerk (optional)
- Plexiglasverkleidung (optional)

## Höhen

Seitengitter	Tür	Gesamt
• 60 cm	• 70 cm	• 110 cm
• 100 cm	• 110 cm	• 150 cm
• 125 cm	• 135 cm	• 175 cm
• 150 cm	• 160 cm	• 200 cm
• 170 cm	• 180 cm	• 220 cm



Gesamthöhen: 110 cm | 150 cm | 175 cm | 200 cm | 220 cm

## Verriegelung der Türen



externe Türsicherung an der Bettseite (optional)

schwer,  
massiv,  
gut

## Fußausschnitt



Höhe: 8 cm  
(andere Höhen möglich, z.B. für Nutzung von Patientenliftern)

super  
für den  
Rücken



# Beispiele



ID: 32835  
beidseitig Faltschiebetür



ID: 34822  
bunte Stäbe



ID: 33458  
Weiß lackiert



ID: 34982  
komplett Plexiglas,  
Schubkästen



ID: 34467  
Fußausschnitt (15 cm)  
in der Vorderzarge

# Savoir-Vivre

## Optimaler Schutz dank fest integrierter Skai-Polsterungen

Ihr Kind ist sehr aktiv? Mit der fest integrierten 75 mm starken Skai-Polsterung bieten Sie Ihrem Kind optimalen Schutz.

Weitere Informationen zu den verschiedenen Polsterungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 79/80!



ID: 36814



ID: 32390  
Weiß gebelzt



ID: 36658



ID: 37345  
Netzdach



ID: 33646

Unsere Skai-Polsterung ist in vielen Farbtönen erhältlich!  
 Eine Vorauswahl finden Sie auf unserer Internetseite unter:  
[www.savi.de/bettpolster](http://www.savi.de/bettpolster)



### Durchblick dank integrierter Vinyl-Fenster

Die integrierten Vinyl-Fenster fügen sich flächenbündig in die fest integrierte Skai-Polsterung ein und bieten somit eine ähnliche Polsterwirkung wie die fest integrierte Schaumstoffpolsterung. Die Fenster bieten den optimalen Durchblick. So haben Sie Ihr Kind besser im Auge und Ihr Kind fühlt sich sichtlich wohler.



ID: 34909



ID: 31485  
Kiefernholz



ID: 23297



ID: 32813  
Netzdach



# Gestalten Sie Ihr



# -Wunsch-Kinderpflegebett selbst!



## Maßgeschneiderte Lösungen von SAVI

Dies ist eine Liste, mit der Sie Ihr Bett nach Ihren Wünschen gestalten können. Wir werden Ihre Wünsche berücksichtigen und Ihnen ein Angebot mit dem Vorschlag eines unserer Betten unterbreiten.

Kreuzen Sie einfach an, wie Ihr Bett aussehen soll:

### 1. Größe der Liegefläche?

- 65 x 155 cm    70 x 140 cm    90 x 170 cm  
 90 x 200 cm    100 x 200 cm   andere Größe: \_\_\_\_\_

### 2. Wie hoch sollen die Seitengitter ca. sein? Höhe in cm: \_\_\_\_\_

### 3. Benutzen Sie einen Patientenlifter? Ja Nein

### 4. Wie soll die Grundliegehöhe (ab Oberkante Lattenrahmen) sein? 40 cm   50 cm   60 cm   70 cm   andere Höhe: \_\_\_\_\_

### 5. Wünschen Sie eine elektr. Liegeflächenhöhenverstellung? Ja Nein

### 6. Welche Funktion soll der Lattenrahmen haben?

- nicht verstellbar    manuell verstellbar    Trittschutz (Verstärkung des Lattenrahmens)  
 elektr. verstellbar    Trendelenburgfunktion

### 7. Welche Türen wünschen Sie?

- 4-flügelige Faltschiebetür    270° Tür    Falttür    Seitengitter „hide away“  
 absenkbares Seitengitter    elektrisch absenkbares Seitengitter

### 8. Wie viele Türen benötigen Sie?

- Bettseite vorne    Bettseite hinten    Kopf- und Fußelement

### 9. Welches Schließsystem brauchen Sie?

- SAVI-Schloss I    SAVI-Schloss II    SAVI-Schloss III    SAVI-Schloss IV

### 10. Wünschen Sie Lexan (bruchsicheres Plexiglas) anstelle der Gitterstäbe?

- Ja. In welchem Bereich: \_\_\_\_\_    Nein

### 11. Welche Holzart/-farbe soll das Bett haben? Holzart: Buche   Kiefer

- Holzfarbe:  Natur    Basalt    Wenge    Barrique    Teak    Nussbaum  
 Weiß gebeizt    Weiß lackiert

### 12. Welchen Farbakzent soll das Bett haben?

- Natur    Gelb    Orange    Blau-Lila    Purpur    Blau    Grün  
 Weiß    Grau    Rot    Pink    andere Farbe: \_\_\_\_\_  
 bunte Gitterstäbe    Kindername: \_\_\_\_\_

### 13. Beweglichkeit des Bettes? mit Rollen   ohne Rollen

### 14. Soll das Bett Schubkästen haben? Ja   Nein

### 15. Wird eine Matratze benötigt? Ja   Nein

Wenn ja, welche?

- Polyschaum    Federkern    Kaltschaum    Reha-Star II  
 Reha-Star Plus    Inkontinenzbezug

### 16. Wünschen Sie eine Polsterung? Ja   Nein

Wenn ja, welche?

- lose Skai-Polsterung    fest integrierte Skai-Polsterung    Kantenpolsterung    Motivpolsterung MALU

Höhe der Polsterung: \_\_\_\_\_ Farbe der Polsterung: \_\_\_\_\_

### 17. Wünschen Sie Vinyl-Fenster?

- Ja. Wenn ja, welcher Bereich? \_\_\_\_\_    Nein

### 18. Welches sonstige Zubehör wünschen Sie?

- Eingriffschutz    Netzdach    Infusionshalter    Fußausschnitt (z.B. für Patientenlift)  
 Matratzenhalter    Aufrichter    Schubkästen    abnehmbare Eckpfosten (Niklas)  
 Schlauchdurchführung (Spalt)    abschließbare Handschalterbox    Einstiegshilfe aus Kunstleder  
 Versorgungsöffnung (Loch) mit Verschießmechanismus  
 Zentralfeststeller für 4-Rollen-Fahrwerk (nur Knut a+b)

Bitte verwenden Sie diese Angaben und unterbreiten Sie uns ein Angebot, indem Sie ein Modell wählen, welches die Vorgaben weitgehend erfüllt.

Bitte verwenden Sie diese Angaben und unterbreiten Sie uns ein Angebot einer Sonderanfertigung, um die Angaben genau einzuhalten.

Ort, Datum

Firmenstempel

So geht's ganz schnell:

Schicken Sie uns einfach Ihre Bestellung per E-Mail oder nutzen Sie unser Online-Formular unter: [www.savi.de](http://www.savi.de)

SAVI GmbH Reha Solutions

Lise-Meitner-Str. 10   Fon: +49 (0) 25 64 - 93 09-70

D-48691 Vreden   Fax: +49 (0) 25 64 - 93 09-60