

Vinyl-Fenster

Das Nonplusultra in Sachen Sicherheit! - fest integrierte Polsterung & Vinyl-Fenster

Eine perfekte Kombination aus dem Schutz vor Verletzungen und der Freiheit aus dem Bett schauen zu können. Viele Varianten sind möglich! Und das beste dabei ist, dass Sie keine Einbußen bei der Polsterfähigkeit haben!

Die feste Polsterung hat eine Stärke von 75 mm (siehe Detailbilder rechts) und wurde auf einer Holzplatte montiert, die wiederum fest am Bett befestigt wird.

Das Vinyl-Fenster ist dabei schon in der Polsterung integriert. Die Höhenverstellung bleibt weiterhin nutzbar, da alle Maße individuell angepasst werden. Deshalb ist eine Nachrüstung der festen Polsterung leider nicht möglich.

Kein Verletzungsrisiko für Ihr Kind !



ID: 40362
fest integrierte Polsterung
mit Vinyl-Fenstern und
Schlauchdurchführung



ID: 39220
fest integrierte Polsterung
mit Vinyl-Fenstern und
Schlauchdurchführung



ID: 41282



Plexiglas-Fenster von außen



Spezielles
Kammersystem bietet
Polstersicherheit auch
für die Fenster!



Scannen Sie den QR-Code und erfahren
mehr über unsere feste Skai-Polsterung mit
integrierten Vinyl-Fenstern und deren
Polsterfähigkeit!

Vinyl-Fenster von innen -
eine Einheit mit der Polsterung!



Designelemente

Liebevolle Designelemente für unsere Kinderpflegebetten!

Ab sofort können Sie unsere bewährten Kinderpflegebetten mit Designelement-Gruppen verschönern. So wird das Pflegebett nicht nur funktional, sondern auch zu einem vertrauten Wohlfühlort für ihre Liebsten.

Gestalten Sie das Bett passend zur Persönlichkeit Ihres Kindes und schaffen Sie eine Umgebung, die Geborgenheit und Freude vermittelt.

Einfach bei der Bestellung mit angeben.



Art.-Nr.: MOTIVE2025VAR1



Ein Bett, das Geborgenheit schenkt

Unsere Kinderpflegebetten sind mehr als funktional - sie können jetzt mit liebevollen Designelementen ganz individuell gestaltet werden. Verspielte Details bringen Freude ins Kinderzimmer und machen das Pflegebett zu einem vertrauten Rückzugsort. So entsteht ein Ort, an dem sich Ihr Kind sicher fühlt und trotzdem Kind sein darf.



Mehr als Pflege -
ein Stück Zuhause!





Beispiele:



KNUT mit Designelementen



KNUT B-40 mit Designelementen



TOM mit Designelementen



NIKLAS mit Designelementen



LOLA mit Designelementen




SAVOIR-VIVRE mit Designelementen



LITTLE MILA mit Designelementen



JONAS mit Designelementen



ohne
Mehrkosten



Tom

Neugierig wie Tom (90 x 170 cm,
113 cm Seitengitterhöhe) in Ihrem
Kinderzimmer aussieht?



QR-Code scannen und das
Kinderbett optisch in Ihrem
Kinderzimmer platzieren!



Tolle Farbe?

Gibt's für jedes unserer
Betten und noch
weitere Holzfarben!
Siehe Seite 83.

z. B. in Holzfarbe „Wenge“

Besondere Betten für einzigartige Kinder – unser Tom kann variabel nach den Bedürfnissen Ihres Kindes gestaltet werden und bietet somit stets die passende Lösung.

Dank der vierflügeligen Faltschiebetür und der elektrischen Liegehöhenverstellung bietet unser Tom eine optimale Therapieunterstützung. Durch die niedrige Einstiegshöhe von knapp über 20 cm können auch kleinere Kinder eigenständig in das Bett hineinsteigen.

niedriger Einstieg von
ca. 20 cm möglich



elektrisch
höhenverstellbar



Kopf- / Fußelement manuell
verstellbar oder optional
elektrisch verstellbar

Entdecken Sie unsere
verbesserten Eckpfosten
im Kugelkettentest!



Scannen Sie den QR-Code und erfahren
mehr über unsere verbesserten
Eckpfosten (für all unsere Betten)!



Mehr Infos zum
Tom:
www.savi.de/betten/tom
www.savi.de/betten/tom-paddy-edition

Hilfsmittelverzeichnis-Nr.:
19.40.01.3058

Pflegehilfsmittel-Nr.:
50.45.01.1099

EN 60601-2-52
DIN EN 50637

gemäß MDR (Medical Device Regulation)
CE-Kennzeichnung
Konformitätserklärung

Tom

Beste Sicherheit für Ihr Kind, dank optimaler Verschlusssysteme

Warum ein Bett von SAVI?

- Große Sicherheit für Ihr Kind
- Biologisch neutral, schadstofffrei (DIN EN 71-3)
- Stabilität und Zuverlässigkeit
- Komfortabel, rückschonende Pflegehöhe elektrisch
- Viele Bettgrößen
- Individuelle Ausstattungsmöglichkeiten
- Optimaler Blickkontakt zu Ihrem Kind
- Großer sicherer Innenbereich
- Farbenfrohe Polster für maximalen Schutz
- Kurze Lieferzeiten

Tom's individuelle Stärken

- Vierflügelige Faltschiebetür mit Komfortgriff
- Rollen
- Hohe Seitengitter (optional)
- Niedriger Einstieg ab 20 cm (optional)
- Trendelenburg- / Antitrendelenburgfunktion (optional)
- Fest integrierte Skai-Polsterung (auch mit integrierten Vinyl-Fenstern) (optional)



Als Farbakzent können Sie unter vielen Farbtönen wählen, lesen Sie dazu die Seite 82.

Viel Sicherheit, auch für besonders aktive Kinder



Seitengitterhöhe 72 cm,
z. B. Im Farbakzent Blau-Lila mit Holzrollen



Seitengitterhöhe 113 cm,
z. B. Im Farbakzent Blau-Lila mit Holzrollen



Seitengitterhöhe 135 cm,
z. B. Im Farbakzent Blau-Lila mit Holzrollen

Technische Daten

Liegefläche	HMV-Nr.	Außenmaß	Artikel-Nr.
100 x 200 cm	(19.40.01.6175 50.45.01.2175)	115,5 x 223 cm	155.34.008
90 x 200 cm	(19.40.01.6175 50.45.01.2175)	105,5 x 223 cm	155.34.008.L
90 x 170 cm	(19.40.01.6174 50.45.01.2174)	105,5 x 193 cm	155.34.008.M
65 x 155 cm	(19.40.01.6173 50.45.01.2173)	80,5 x 178 cm	155.34.008.S
70 x 140 cm	(19.40.01.6173 50.45.01.2173)	85,5 x 163 cm	155.34.008.XS
Türen			
vierflügelige Faltschiebetür mit Komfortgriff			•
beidseitig vierflügelige Faltschiebetür		99.750	+
Faltdür in der 270° Version		99.704	+
beidseitig Faltdür in der 270° Version		99.704BEID	+
Verriegelung der Türen			
kindersicheres SAVI-Schloss I			•
kindersicheres SAVI-Schloss I aus Metall		40100003	+
SAVI-Schloss II		99.033	+
SAVI-Schloss III		99.034	+
SAVI-Schloss IV		99.034A	+
Liegefläche Oberkante Lattenrahmen			
34 - 104 cm elektrische Höhenverstellung			•
Seitengitterhöhe		Gesamthöhe	
72 cm		114 cm	+
113 cm		155 cm	•
135 cm		177 cm	+
Weitere Höhen auf Anfrage			+
Lattenrahmen			
nicht verstellbar			+
Kopf- / Fußelement manuell verstellbar		99.030	•
Kopf- / Fußelement elektrisch verstellbar		99.200	+
Trendelenburg-/Antitrendelenburgfunktion (Schrägstellung des kompletten Bettes)		99.211	+
Fahrwerk			
4 Leichtlaufrollen aus Kunststoff			•
4 Buchenholz Designrollen		99.885	kostenlos
ohne Rollen und niedrige Einstiegshöhe ca. 20 cm		99.883	+
kleine Rollen und niedrige Einstiegshöhe ca. 27 cm		99.881	+
Holzart			
Buchenholz „Natur geölt“ (weitere Farben siehe Seite 83)			•
Matratzen			
Polyschaum RG 35		99.031.4	•
Kaltschaummatratze		99.031.5	+
Reha-Star Plus (bis Stadium 2)		99.031.3.PLUS	+
Reha-Star II (bis Stadium 4)		99.031.3.ZWEI	+
Inkontinenzbezug		99.031.3ZA50	+

• = serienmäßig a.A. = auf Anfrage + = Zusatzausstattung

Technische Daten

Farbakzente		
In Natur	90.100	kostenlos
In Gelb	90.128	kostenlos
In Orange	90.204	kostenlos
In Blau-Lila	90.405	•
In Purpur	90.406	kostenlos
In Blau	90.515	kostenlos
In Grün (weitere Farben siehe Seite 82)	90.618	kostenlos
Ausstattungen		
Kindernamen auf der Bettseite	Kindernamen	kostenlos
farbige Gitterstäbe entsprechend dem Farbakzent		kostenlos
Plexiglas im unteren Bereich anstatt Stäbe		•
Stäbe anstatt Plexiglas	99.815	kostenlos
Eingriffschutz für die Höhenverstellung	99.900	+
externe Türsicherung an der Bettseite	99.706	+
Schlauchdurchführung	99.840	a.A.
Infusionshalter	99.802	+
Netzdach	99.800	+
Anpassung an eine Dachschräge		a.A.
Matratzenhalterung	99.891	+
Trittschutz für den Lattenrahmen	99.892	+
Holzoberflächenpflegeset	99.880	+
Polsterungen		
lose Skai-Polsterung, 50 cm Höhe	99.051	+
lose Skai-Polsterung, 100 cm Höhe	99.051.100	+
fest integrierte Skai-Polsterung	99.051.FEST	a.A.
fest integrierte Skai-Polsterung mit integrierten Vinyl-Fenstern	99.051.FEST	a.A.
Kantenpolsterung	99.053	+

• = serienmäßig a.A. = auf Anfrage + = Zusatzausstattung

Unsere Skai-Polsterung ist in vielen Farbtönen erhältlich!

Eine Vorauswahl finden Sie auf unserer Internetseite unter:

www.savi.de/bettpolster



Tom

Offene Seitenfront dank vierflügeliger Faltschiebetür

Durch den Faltschiebemechanismus bietet die Tür in jeder Position höchste Stabilität und einen präzisen Lauf. Hier harmonisieren Qualität und Funktion. Sie können so die gesamte Seitenfront öffnen.

Tom passt sich somit perfekt der Situation an und erleichtert den Alltag mit Ihrem Kind.

Auf Anfrage gibt es selbstverständlich angepasste Zusatztüren.


Auch Sonderanfertigungen für Dachschrägen sind kein Problem.

Sicherheit geht vor – die SAVI Türverriegelungen

- 1 Kindersicheres SAVI-Schloss I (Grundausstattung)
- 2 Kindersicheres SAVI-Schloss I aus Metall
- 3 SAVI-Schloss II
- 4 SAVI-Schloss III: Die Labyrinthführung verhindert ein versehentliches Öffnen durch das Kind. Dieses Schloss ist schlüssellos und ohne Magnet. Zudem nachrüstbar.
- 5 SAVI-Schloss IV: Auch hier erfolgt das Öffnen durch eine Labyrinthführung. Jedoch erfolgt dieses zusätzlich noch gegen einen Widerstand. Dieses Schloss ist schlüssellos, ohne Magnet und nachrüstbar.
- 6 Externe Türsicherung an der Bettseite (erhöht die Stabilität und bietet noch mehr Sicherheit)



ID: 36415



Tolle Lösungen für den Türverschluss – höchste Sicherheit geht vor

Eckdaten von Tom

- Seitengitterhöhe 72 cm,
Seitengitterhöhe 113 cm,
Seitengitterhöhe 135 cm,
andere Höhen auf Anfrage
- Liegehöhe 34 bis 104 cm oder
Liegehöhe 20 bis 90 cm (ohne Rollen)
- Trendelenburg-/Antitrendelenburgfunktion (optional)
- Plexiglasverkleidung im unteren Bereich und Stäbe im oberen Bereich, andere Varianten auf Anfrage

Komplett umklappbare 270° Tür

- Einfach manuell zu bedienen
- Türen an Kopf- und Fußelement komplett umklappbar
- 270° Version auch mit fest integrierter Skai-Polsterung möglich



270° Tür

ID: 35656



ID: 20009



Sicherheit geht vor!

Abschließbare Handschalter-Box
(für alle Betten erhältlich)



Tom

Alle Funktionen des Bettes sind ohne vorheriges Entfernen der Polster immer nutzbar!

Optimaler Schutz dank fest integrierter Skai-Polsterungen

Ihr Kind ist sehr aktiv? Mit der fest integrierten 75 mm starken Skai-Polsterung bieten Sie Ihrem Kind optimalen Schutz.

Weitere Informationen zu den verschiedenen Polsterungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 83/84!

Durchblick dank integrierter Vinyl-Fenster

Die integrierten Vinyl-Fenster fügen sich flächenbündig in die fest integrierte Skai-Polsterung ein und bieten somit eine ähnliche Polsterwirkung wie die fest integrierte Schaumstoffpolsterung. Die Fenster bieten den optimalen Durchblick. So haben Sie Ihr Kind besser im Auge und Ihr Kind fühlt sich sichtlich wohler.



ID: 36009
Versorgungsöffnung (Loch)
mit Verschleißmechanismus



ID: 36449
Versorgungsöffnung (Loch)
mit Verschleißmechanismus



Scannen Sie den QR-Code und erfahren mehr über unsere fest integrierte Skai-Polsterung mit integrierten Vinyl-Fenstern und deren Polsterfähigkeit.



ID: 37975
externe Türsicherung

Beispiele



ID: 38202
Farbakzent Grau,
abschließbare Handschalter-Box,
externe Verriegelung



ID: 36422
Kindemame auf der Bettseite,
fest integrierte Polsterung (Material:
LKW-Plane)



ID: 35057
niedriger Einstieg (ohne Rollen),
Holzton „Basalt“



ID: 31270
Weiß lackiert (deckend)



ID: 34948
ohne Rollen, bunte Stäbe



ID: 37188
Trittschutz für den Lattenrahmen,
Holzton „Nussbaum“



ID: 34204
komplett Stäbe, Holzräder,
beidseitig 270° Tür



ID: 34923
Eingriffschutz für die
Höhenverstellung

„Sooo viel Platz –
da würde ich mich auch gern
hineinkuscheln!“



Tom Paddy

Tom Paddy's individuelle Stärken

- Niedriger Einstieg ab 20 cm
- Hohe Seitengitter 113 cm
- Fest integrierte Skai-Polsterung mit integrierten Vinyl-Fenstern
- Rollen (optional)
- Trendelenburg-/Antitrendelenburgfunktion (optional)



← niedriger Einstieg
von ca. 20 cm möglich



Technische Daten

Liegefläche	HMV-Nr.	Außenmaß	Artikel-Nr.
90 x 200 cm	(19.40.01.6175 50.45.01.2175)	120 x 238 cm	155.34.008.L PADDY
90 x 170 cm	(19.40.01.6174 50.45.01.2174)	120 x 208 cm	155.34.008.M PADDY
Türen			
vierflügelige Faltschiebetür mit Komfortgriff			•
beidseitig vierflügelige Faltschiebetür		99.750	+
Falztür in der 270° Version		99.704	+
beidseitig Falztür in der 270° Version		99.704BEID	+
Verriegelung der Türen			
kindersicheres SAVI-Schloss I			•
kindersicheres SAVI-Schloss I aus Metall		40100003	+
SAVI-Schloss II		99.033	+
SAVI-Schloss III		99.034	+
SAVI-Schloss IV		99.034A	+
Liegehöhe Oberkante Lattenrahmen			
20 - 90 cm elektrische Höhenverstellung (ohne Rollen)			•
Türhöhe		Gesamthöhe	
113 cm		149 cm	+
Lattenrahmen			
Kopf- / Fußelement manuell verstellbar			•
Kopf- / Fußelement elektrisch verstellbar		99.200	+
Trendelenburg- / Antitrendelenburgfunktion (Schrägstellung des kompletten Bettes)		99.211	+
Fahrwerk			
ohne Rollen und niedrige Einstiegshöhe ca. 20 cm		99.883	+
kleine Rollen und niedrige Einstiegshöhe ca. 27 cm		99.881	+
Holzart			
Buchenholz „Natur geölt“ (weitere Farben siehe Seite 83)			•
Matratzen			
Polyschaum RG 35		99.031.4	•
Kaltschaummatratze		99.031.5	+
Reha-Star Plus (bis Stadium 2)		99.031.3.PLUS	+
Reha-Star II (bis Stadium 4)		99.031.3.ZWEI	+
Inkontinenzbezug		99.031.3ZA50	+


• = serienmäßig a.A. = auf Anfrage + = Zusatzausstattung

Technische Daten

Ausstattungen		
externe Türsicherung an der Bettseite	99.706	+
Infusionshalter	99.802	+
Netzdach	99.800	+
Matratzenhalterung	99.891	+
Trittschutz für den Lattenrahmen	99.892	+
Holzoberflächenpflegeset	99.880	+
Polsterungen		
fest integrierte Skai-Polsterung mit integrierten Vinyl-Fenstern	99.051.FEST	•

• = serienmäßig a.A. = auf Anfrage + = Zusatzausstattung

Fest integrierte Polsterung in beige oder hellblau.



Gestalten Sie Ihr



-Wunsch-Kinderpflegebett selbst!



Maßgeschneiderte Lösungen von SAVI

Dies ist eine Liste, mit der Sie Ihr Bett nach Ihren Wünschen gestalten können. Wir werden Ihre Wünsche berücksichtigen und Ihnen ein Angebot mit dem Vorschlag eines unserer Betten unterbreiten.

Kreuzen Sie einfach an, wie Ihr Bett aussehen soll:

1. Größe der Liegefläche?

- ☐ 65 x 155 cm ☐ 70 x 140 cm ☐ 90 x 170 cm
☐ 90 x 200 cm ☐ 100 x 200 cm andere Größe: _____

2. Wie hoch sollen die Seitengitter ca. sein? Höhe in cm: _____

3. Benutzen Sie einen Patientenlifter? ☐ Ja ☐ Nein

4. Wie soll die Grundliegehöhe (ab Oberkante Lattenrahmen) sein?

- ☐ 40 cm ☐ 50 cm ☐ 60 cm ☐ 70 cm andere Höhe: _____

5. Wünschen Sie eine elektr. Liegeflächenhöhenverstellung? ☐ Ja ☐ Nein

6. Welche Funktion soll der Lattenrahmen haben?

- ☐ nicht verstellbar ☐ manuell verstellbar ☐ Trittschutz (Verstärkung des Lattenrahmens)
☐ elektr. verstellbar ☐ Trendelenburgfunktion

7. Welche Türen wünschen Sie?

- ☐ 4-flügelige Faltschiebetür ☐ 270° Tür ☐ Falttür ☐ Seitengitter „hide away“
☐ absenkbares Seitengitter ☐ elektrisch absenkbares Seitengitter

8. Wie viele Türen benötigen Sie?

- ☐ Bettseite vorne ☐ Bettseite hinten ☐ Kopf- und Fußelement

9. Welches Schließsystem brauchen Sie?

- ☐ SAVI-Schloss I ☐ SAVI-Schloss II ☐ SAVI-Schloss III ☐ SAVI-Schloss IV

10. Wünschen Sie Lexan (bruchsicheres Plexiglas) anstelle der Gitterstäbe?

- ☐ Ja. In welchem Bereich: _____ ☐ Nein

11. Welche Holzart/-farbe soll das Bett haben? Holzart: ☐ Buche ☐ Kiefer

- Holzfarbe: ☐ Natur ☐ Basalt ☐ Wenge ☐ Barrique ☐ Teak ☐ Nussbaum
☐ Weiß gebeizt ☐ Weiß lackiert

12. Welchen Farbakzent soll das Bett haben?

- ☐ Natur ☐ Gelb ☐ Orange ☐ Blau-Lila ☐ Purpur ☐ Blau ☐ Grün
☐ Weiß ☐ Grau ☐ Rot ☐ Pink ☐ andere Farbe: _____
☐ bunte Gitterstäbe ☐ Kindername: _____

13. Beweglichkeit des Bettes? ☐ mit Rollen ☐ ohne Rollen

14. Soll das Bett Schubkästen haben? ☐ Ja ☐ Nein

15. Wird eine Matratze benötigt? ☐ Ja ☐ Nein

Wenn ja, welche?

- ☐ Polyschaum ☐ Federkern ☐ Kaltschaum ☐ Reha-Star II
☐ Reha-Star Plus ☐ Inkontinenzbezug

16. Wünschen Sie eine Polsterung? ☐ Ja ☐ Nein

Wenn ja, welche?

- ☐ lose Skai-Polsterung ☐ fest integrierte Skai-Polsterung ☐ Kantenpolsterung ☐ Motivpolsterung MALU

Höhe der Polsterung: _____ Farbe der Polsterung: _____

17. Wünschen Sie Vinyl-Fenster?

- ☐ Ja. Wenn ja, welcher Bereich? _____ ☐ Nein

18. Welches sonstige Zubehör wünschen Sie?

- ☐ Eingriffschutz ☐ Netzdach ☐ Infusionshalter ☐ Fußausschnitt (z.B. für Patientenlift)
☐ Matratzenhalter ☐ Aufrichter ☐ Schubkästen ☐ abnehmbare Eckpfosten (Niklas)
☐ Schlauchdurchführung (Spalt) ☐ abschließbare Handschalterbox ☐ Einstiegshilfe aus Kunstleder
☐ Versorgungsöffnung (Loch) mit Verschießmechanismus
☐ Zentralfeststeller für 4-Rollen-Fahrwerk (nur Knut a+b)

☐ Bitte verwenden Sie diese Angaben und unterbreiten Sie uns ein Angebot, indem Sie ein Modell wählen, welches die Vorgaben weitgehend erfüllt.

☐ Bitte verwenden Sie diese Angaben und unterbreiten Sie uns ein Angebot einer Sonderanfertigung, um die Angaben genau einzuhalten.

Ort, Datum

Firmenstempel

So geht's ganz schnell:

Schicken Sie uns einfach Ihre Bestellung per E-Mail oder nutzen Sie unser Online-Formular unter: www.savi.de

SAVI GmbH Reha Solutions

Lise-Meitner-Str. 10 Fon: +49 (0) 25 64 - 93 09-70

D-48691 Vreden Fax: +49 (0) 25 64 - 93 09-60