

Vinyl-Fenster

Das Nonplusultra in Sachen Sicherheit! - fest integrierte Polsterung & Vinyl-Fenster

Eine perfekte Kombination aus dem Schutz vor Verletzungen und der Freiheit aus dem Bett schauen zu können. Viele Varianten sind möglich! Und das beste dabei ist, dass Sie keine Einbußen bei der Polsterfähigkeit haben!

Die feste Polsterung hat eine Stärke von 75 mm (siehe Detailbilder rechts) und wurde auf einer Holzplatte montiert, die wiederum fest am Bett befestigt wird.

Das Vinyl-Fenster ist dabei schon in der Polsterung integriert. Die Höhenverstellung bleibt weiterhin nutzbar, da alle Maße individuell angepasst werden. Deshalb ist eine Nachrüstung der festen Polsterung leider nicht möglich.

Kein Verletzungsrisiko für Ihr Kind !



ID: 40362
fest integrierte Polsterung
mit Vinyl-Fenstern und
Schlauchdurchführung



ID: 39220
fest integrierte Polsterung
mit Vinyl-Fenstern und
Schlauchdurchführung



ID: 41282



Plexiglas-Fenster von außen



Spezielles
Kammersystem bietet
Polstersicherheit auch
für die Fenster!



Scannen Sie den QR-Code und erfahren
mehr über unsere feste Skai-Polsterung mit
integrierten Vinyl-Fenstern und deren
Polsterfähigkeit!

Vinyl-Fenster von innen -
eine Einheit mit der Polsterung!



Designelemente

Liebevolle Designelemente für unsere Kinderpflegebetten!

Ab sofort können Sie unsere bewährten Kinderpflegebetten mit Designelement-Gruppen verschönern. So wird das Pflegebett nicht nur funktional, sondern auch zu einem vertrauten Wohlfühlort für ihre Liebsten.

Gestalten Sie das Bett passend zur Persönlichkeit Ihres Kindes und schaffen Sie eine Umgebung, die Geborgenheit und Freude vermittelt.

Einfach bei der Bestellung mit angeben.



Art.-Nr.: MOTIVE2025VAR1



Ein Bett, das Geborgenheit schenkt

Unsere Kinderpflegebetten sind mehr als funktional - sie können jetzt mit liebevollen Designelementen ganz individuell gestaltet werden. Verspielte Details bringen Freude ins Kinderzimmer und machen das Pflegebett zu einem vertrauten Rückzugsort. So entsteht ein Ort, an dem sich Ihr Kind sicher fühlt und trotzdem Kind sein darf.



Mehr als Pflege -
ein Stück Zuhause!





Beispiele:



KNUT mit Designelementen



KNUT B-40 mit Designelementen



TOM mit Designelementen



NIKLAS mit Designelementen



LOLA mit Designelementen




SAVOIR-VIVRE mit Designelementen



LITTLE MILA mit Designelementen



JONAS mit Designelementen



ohne
Mehrkosten



Savoir-Vivre

Neugierig wie Savoir-Vivre
(100 x 200 cm, 100 cm Seitengitter)
in Ihrem Kinderzimmer aussieht?



QR-Code scannen und das
Kinderbett optisch in Ihrem
Kinderzimmer platzieren!



Tierisch stark durch den Alltag – unsere ergonomischen Betten bieten Ihrem Kind die optimalen Voraussetzungen für einen gesunden Schlaf.

Das Modell Savoir-Vivre vereint Sicherheit und Komfort. Die elektrische Liegeflächenhöhenverstellung erleichtert besonders die tägliche Versorgung von Menschen mit einem Handicap.

Es ist durch die HMV-Nr. problemlos bei Ihrer Krankenkasse zu beantragen.



elektrisch
höhenverstellbar



Kopf- / Fußelement manuell
verstellbar oder optional
elektrisch verstellbar

Sicherheit
geht vor!



Abschließbare Handschalter-Box
(für alle Betten erhältlich)



Mehr Infos zum
Savoir-vivre:
www.savl.de/betten/savoir-vivre

Hilfsmittelverzeichnis-Nr.:

19.40.01.3057

Pflegehilfsmittel-Nr.:

50.45.01.1095

EN 60601-2-52

DIN EN 50637

gemäß MDR (Medical Device Regulation)

CE-Kennzeichnung

Konformitätserklärung

Savoir-Vivre

Warum ein Bett von SAVI?

- Große Sicherheit für Ihr Kind
- Biologisch neutral, schadstofffrei (DIN EN 71-3)
- Stabilität und Zuverlässigkeit
- Komfortabel, rückschonende Pflegehöhe elektrisch
- Viele Bettgrößen
- Individuelle Ausstattungsmöglichkeiten
- Optimaler Blickkontakt zu Ihrem Kind
- Großer sicherer Innenbereich
- Farbenfrohe Polster für maximalen Schutz
- Kurze Lieferzeiten



Seitengitterhöhe 125 cm,
z. B. im Farbakzent Orange



Seitengitterhöhe 60 cm,
z. B. im Farbakzent Grün



Seitengitterhöhe 150 cm,
z. B. im Farbakzent Purpur



Seitengitterhöhe 100 cm,
z. B. im Farbakzent Blau



Seitengitterhöhe 170 cm,
z. B. im Farbakzent Blau-Lila

Savoir-Vivre's individuelle Stärken

- Seitengitter 60 - 220 cm (optional)
- Trendelenburg- / Antitrendelenburgfunktion (optional)
- Schubkasten/ Stauraum (optional)

Alle SAVI-Schlösser
verfügbar für noch
mehr Sicherheit

Technische Daten

Liegefläche	Außenmaß	Artikel-Nr.
100 x 200 cm	113 x 206 cm	bei Bestellung Größe angeben
90 x 200 cm (Größe L)	103 x 206 cm	bei Bestellung Größe angeben
90 x 170 cm (Größe M)	103 x 176 cm	bei Bestellung Größe angeben
65 x 155 cm (Größe S)	78 x 161 cm	bei Bestellung Größe angeben
Türen		
vierflügelige Faltschiebetür		•
beidseitig vierflügelige Faltschiebetür	99.750	+
Faltdür in der 270° Version	99.704	+
beidseitig Faltdür in der 270° Version	99.704BEID	+
Verriegelung der Türen		
Kindersicheres SAVI-Schloss I		•
Kindersicheres SAVI-Schloss I aus Metall	40100003	+
SAVI-Schloss II	99.033	+
SAVI-Schloss III	99.034	+
SAVI-Schloss IV	99.034A	+
Liegefläche Oberkante Lattenrahmen		
40 - 80 cm elektrische Höhenverstellung (ohne Rollen)		•
Seitengitterhöhe	HMV-Nr.	Gesamthöhe
60/70 cm	(19.40.01.6114 50.45.01.2114)	110 cm
100/110 cm	(19.40.01.6114 50.45.01.2114)	150 cm
	(19.40.01.6106 50.45.01.2106) für Größe 90 x 170 cm	
125/135 cm	(19.40.01.6113 50.45.01.2113)	175 cm
	(19.40.01.6105 50.45.01.2105) für Größe 90 x 170 cm	
150/160 cm	(19.40.01.6113 50.45.01.2113)	200 cm
170/180 cm	(19.40.01.6113 50.45.01.2113)	220 cm
Weitere Höhen auf Anfrage		
Lattenrahmen		
Kopf- / Fußelement manuell verstellbar	99.030	•
Kopf- / Fußelement elektrisch verstellbar	99.200	+
Trendelenburg- / Antitrendelenburgfunktion (Schrägstellung des kompletten Bettes)	99.213	+
Fahrwerk		
4 Leichtlaufrollen aus Kunststoff (Höhe: 17 cm)	99.887	+
4 Buchenholz Designrollen (Höhe: 17 cm)	99.886	+
Fußabschnitt in der Vorderzarge (Höhe: 8 cm)	99.830	kostenlos
Holzart		
Kiefernholz		kostenlos
Buchenholz „Natur geölt“ (weitere Farben siehe Seite 83)		•
Matratzen		
Polyschaum RG 35	99.031.4	•
Kaltschaummatratze	99.031.5	+
Reha-Star Plus (bis Stadium 2)	99.031.3.PLUS	+
Reha-Star II (bis Stadium 4)	99.031.3.ZWEI	+
Inkontinenzbezug	99.031.3ZA50	+

• = serienmäßig a.A. = auf Anfrage + = Zusatzausstattung

Technische Daten

Farbakzente		
In Natur	90.100	kostenlos
In Gelb	90.128	kostenlos
In Orange	90.204	kostenlos
In Blau-Lila	90.405	kostenlos
In Purpur	90.406	kostenlos
In Blau	90.515	kostenlos
In Grün (weitere Farben siehe Seite 82)	90.618	•
Ausstattungen		
Kindernamen auf der Bettseite	Kindernamen	kostenlos
farbige Gitterstäbe entsprechend dem Farbakzent		kostenlos
Plexiglas anstatt Stäbe		a.A.
Schlauchdurchführung	99.840	a.A.
externe Türsicherung an der Bettseite	99.706	+
Infusionshalter	99.802	+
Aufrichter mit Haltegriff	99.820	+
Netzdach	99.800	+
Anpassung an eine Dachschräge		a.A.
Matratzenhalterung	99.891	+
Trittschutz für den Lattenrahmen	99.892	+
Holzoberflächenpflegeset	99.880	+
Polsterungen		
Motivpolster MALU, 50 cm Höhe	99.050MALU	+
lose Skai-Polsterung, 50 cm Höhe	99.051	+
lose Skai-Polsterung, 100 cm Höhe	99.051.100	+
fest integrierte Skai-Polsterung	99.051.FEST	a.A.
fest integrierte Skai-Polsterung mit integrierten Vinyl-Fenstern	99.051.FEST	a.A.
Kantenpolsterung	99.053	+

• = serienmäßig a.A. = auf Anfrage + = Zusatzausstattung

Unsere Skai-Polsterung ist in vielen Farbtönen erhältlich!

Eine Vorauswahl finden Sie auf unserer Internetseite unter:

www.savi.de/bettpolster



Savoir-Vivre

Eckdaten von Savoir-Vivre

- Seitengitterhöhe von 60 bis 170 cm, andere Höhen auf Anfrage
- Elektrische Liegeflächenhöhenverstellung von 40 bis 80 cm
- Vierflügelige Faltschiebetür
- Kindersicheres SAVI-Schloss
- Vierrollenfahwerk (optional)
- Plexiglasverkleidung (optional)

Höhen

Seitengitter	Tür	Gesamt
• 60 cm	• 70 cm	• 110 cm
• 100 cm	• 110 cm	• 150 cm
• 125 cm	• 135 cm	• 175 cm
• 150 cm	• 160 cm	• 200 cm
• 170 cm	• 180 cm	• 220 cm



Gesamthöhen: 110 cm | 150 cm | 175 cm | 200 cm | 220 cm



Verriegelung der Türen



externe Türsicherung an der Bettseite (optional)

schwer,
massiv,
gut

Fußausschnitt



Höhe: 8 cm
(andere Höhen möglich, z.B. für Nutzung von Patientenliftern)

super
für den
Rücken



Beispiele



ID: 32835
beidseitig Faltschiebetür



ID: 34822
bunte Stäbe



ID: 33458
Weiß lackiert



ID: 34982
komplett Plexiglas,
Schubkästen



ID: 34467
Fußbausschnitt (15 cm)
in der Vorderzarge

Savoir-Vivre

Optimaler Schutz dank fest integrierter Skai-Polsterungen

Ihr Kind ist sehr aktiv? Mit der fest integrierten 75 mm starken Skai-Polsterung bieten Sie Ihrem Kind optimalen Schutz.

Weitere Informationen zu den verschiedenen Polsterungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 83/84!



ID: 36814



ID: 32390
Weiß gebeizt



ID: 36658



ID: 37345
Netzdach



ID: 33646

Unsere Skai-Polsterung ist in vielen Farbtönen erhältlich!
Eine Vorauswahl finden Sie auf unserer Internetseite unter:
www.savi.de/bettpolster



Durchblick dank integrierter Vinyl-Fenster

Die integrierten Vinyl-Fenster fügen sich flächenbündig in die fest integrierte Skai-Polsterung ein und bieten somit eine ähnliche Polsterwirkung wie die fest integrierte Schaumstoffpolsterung. Die Fenster bieten den optimalen Durchblick. So haben Sie Ihr Kind besser im Auge und Ihr Kind fühlt sich sichtbar wohl.



ID: 34909



ID: 31485
Kiefernholz



ID: 23297



ID: 32813
Netzdach

Gestalten Sie Ihr



-Wunsch-Kinderpflegebett selbst!



Maßgeschneiderte Lösungen von SAVI

Dies ist eine Liste, mit der Sie Ihr Bett nach Ihren Wünschen gestalten können. Wir werden Ihre Wünsche berücksichtigen und Ihnen ein Angebot mit dem Vorschlag eines unserer Betten unterbreiten.

Kreuzen Sie einfach an, wie Ihr Bett aussehen soll:

1. Größe der Liegefläche?

- ☐ 65 x 155 cm ☐ 70 x 140 cm ☐ 90 x 170 cm
☐ 90 x 200 cm ☐ 100 x 200 cm andere Größe: _____

2. Wie hoch sollen die Seitengitter ca. sein? Höhe in cm: _____

3. Benutzen Sie einen Patientenlifter? ☐ Ja ☐ Nein

4. Wie soll die Grundliegehöhe (ab Oberkante Lattenrahmen) sein?

- ☐ 40 cm ☐ 50 cm ☐ 60 cm ☐ 70 cm andere Höhe: _____

5. Wünschen Sie eine elektr. Liegeflächenhöhenverstellung? ☐ Ja ☐ Nein

6. Welche Funktion soll der Lattenrahmen haben?

- ☐ nicht verstellbar ☐ manuell verstellbar ☐ Trittschutz (Verstärkung des Lattenrahmens)
☐ elektr. verstellbar ☐ Trendelenburgfunktion

7. Welche Türen wünschen Sie?

- ☐ 4-flügelige Faltschiebetür ☐ 270° Tür ☐ Falttür ☐ Seitengitter „hide away“
☐ absenkbares Seitengitter ☐ elektrisch absenkbares Seitengitter

8. Wie viele Türen benötigen Sie?

- ☐ Bettseite vorne ☐ Bettseite hinten ☐ Kopf- und Fußelement

9. Welches Schließsystem brauchen Sie?

- ☐ SAVI-Schloss I ☐ SAVI-Schloss II ☐ SAVI-Schloss III ☐ SAVI-Schloss IV

10. Wünschen Sie Lexan (bruchsicheres Plexiglas) anstelle der Gitterstäbe?

- ☐ Ja. In welchem Bereich: _____ ☐ Nein

11. Welche Holzart/-farbe soll das Bett haben? Holzart: ☐ Buche ☐ Kiefer

- Holzfarbe: ☐ Natur ☐ Basalt ☐ Wenge ☐ Barrique ☐ Teak ☐ Nussbaum
☐ Weiß gebeizt ☐ Weiß lackiert

12. Welchen Farbakzent soll das Bett haben?

- ☐ Natur ☐ Gelb ☐ Orange ☐ Blau-Lila ☐ Purpur ☐ Blau ☐ Grün
☐ Weiß ☐ Grau ☐ Rot ☐ Pink ☐ andere Farbe: _____
☐ bunte Gitterstäbe ☐ Kindername: _____

13. Beweglichkeit des Bettes? ☐ mit Rollen ☐ ohne Rollen

14. Soll das Bett Schubkästen haben? ☐ Ja ☐ Nein

15. Wird eine Matratze benötigt? ☐ Ja ☐ Nein

Wenn ja, welche?

- ☐ Polyschaum ☐ Federkern ☐ Kaltschaum ☐ Reha-Star II
☐ Reha-Star Plus ☐ Inkontinenzbezug

16. Wünschen Sie eine Polsterung? ☐ Ja ☐ Nein

Wenn ja, welche?

- ☐ lose Skai-Polsterung ☐ fest integrierte Skai-Polsterung ☐ Kantenpolsterung ☐ Motivpolsterung MALU

Höhe der Polsterung: _____ Farbe der Polsterung: _____

17. Wünschen Sie Vinyl-Fenster?

- ☐ Ja. Wenn ja, welcher Bereich? _____ ☐ Nein

18. Welches sonstige Zubehör wünschen Sie?

- ☐ Eingriffschutz ☐ Netzdach ☐ Infusionshalter ☐ Fußausschnitt (z.B. für Patientenlift)
☐ Matratzenhalter ☐ Aufrichter ☐ Schubkästen ☐ abnehmbare Eckpfosten (Niklas)
☐ Schlauchdurchführung (Spalt) ☐ abschließbare Handschalterbox ☐ Einstiegshilfe aus Kunstleder
☐ Versorgungsöffnung (Loch) mit Verschießmechanismus
☐ Zentralfeststeller für 4-Rollen-Fahrwerk (nur Knut a+b)

☐ Bitte verwenden Sie diese Angaben und unterbreiten Sie uns ein Angebot, indem Sie ein Modell wählen, welches die Vorgaben weitgehend erfüllt.

☐ Bitte verwenden Sie diese Angaben und unterbreiten Sie uns ein Angebot einer Sonderanfertigung, um die Angaben genau einzuhalten.

Ort, Datum

Firmenstempel

So geht's ganz schnell:

Schicken Sie uns einfach Ihre Bestellung per E-Mail oder nutzen Sie unser Online-Formular unter: www.savi.de

SAVI GmbH Reha Solutions

Lise-Meitner-Str. 10 Fon: +49 (0) 25 64 - 93 09-70

D-48691 Vreden Fax: +49 (0) 25 64 - 93 09-60